



Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций
(индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и
изготовление медицинских изделий, по состоянию на 08:11 25.12.2025 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 194452;
2. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/04033468 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/04033468);
3. Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 23.12.2025;
4. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;
5. Наименование медицинского изделия: Комплект видеокамеры эндоскопической беспроводной ВЭК-БП1 по ТУ 26.06.12-001-95679767-2024. Варианты исполнения:
 1. Комплект видеокамеры эндоскопической беспроводной ВЭК-БП1-1, в составе:
 - 1.1. Блок видеокамеры ВЭК-БП1-1 - 1 шт.
 - 1.2. Источник света - 1 шт.
 - 1.3. Адаптер оптический - 1 шт., в вариантах исполнения:
 - с постоянным фокусным расстоянием: F32 мм, F35 мм; F20 мм, F22 мм, F25 мм, F28 мм;
 - с переменным фокусным расстоянием: F20-35 мм.
 - 1.4. Аккумулятор для блока видеокамеры - не более 2 шт.
 - 1.5. Аккумулятор для источника света - не более 2 шт.
 - 1.6. Переходник Type-C - HDMI - 1 шт.
 - 1.7. Устройство визуализации - 1 шт.
 - 1.8. Устройство зарядное для блока видеокамеры - 1 шт.
 - 1.9. Устройство зарядное для устройства визуализации - 1 шт.
 - 1.10. Кабель HDMI - 1 шт.
 - 1.11. Зарядное устройство для аккумулятора источника света - 1 шт.
 - 1.12. Программное обеспечение «Endovision» (предустановлено на устройство визуализации).
 - 1.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
 2. Комплект видеокамеры эндоскопической беспроводной ВЭК-БП1-2, в составе:

- 2.1. Блок видеокамеры ВЭК-БП1-2 - 1 шт.
- 2.2. Источник света - 1 шт.
- 2.3. Адаптер оптический - 1 шт., в вариантах исполнения:
 - с постоянным фокусным расстоянием: F32 мм, F35 мм; F20 мм, F22 мм, F25 мм, F28 мм;
 - с переменным фокусным расстоянием: F20-35 мм.
- 2.4. Аккумулятор для блока видеокамеры - не более 2 шт.
- 2.5. Аккумулятор для источника света - не более 2 шт.
- 2.6. Переходник Type-C - HDMI - 1 шт.
- 2.7. Устройство визуализации - 1 шт.
- 2.8. Устройство зарядное для блока видеокамеры - 1 шт.
- 2.9. Устройство зарядное для устройства визуализации - 1 шт.
- 2.10. Кабель HDMI - 1 шт.
- 2.11. Зарядное устройство для аккумулятора источника света - 1 шт.
- 2.12. Программное обеспечение «Endovision» (предустановлено на устройство визуализации).
- 2.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

6. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

7. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

8. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

9. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛАГМАН-МЕД";

10. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 450028, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ ГВАРДЕЙСКАЯ, Д. 41, ОФИС 11;

11. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 450028, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ ГВАРДЕЙСКАЯ, Д. 41, ОФИС 11;

12. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.119;

13. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

14. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: предназначен для

прикрепления с помощью адаптера оптического к гибкому или жесткому эндоскопу, и позволяет проводить эндоскопический осмотр в режиме реального процедурного времени при выполнении диагностических и хирургических вмешательств путем преобразования оптического изображения, получаемого с эндоскопа, в видеосигнал и вывод данного сигнала на медицинский монитор;

15. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 271790;

16. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "ФЛАГМАН-МЕД", Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.о. город Уфа, 450028 г.Уфа, ул. Гвардейская, д. 41, оф.11;

17. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

18. Модели медицинского изделия:

Код вида	Наименование модели
271790	Комплект видеокамеры эндоскопической беспроводной ВЭК-БП1-2
271790	Комплект видеокамеры эндоскопической беспроводной ВЭК-БП1-1

Выписка выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и носит информационный характер.

